

マグチタン ケイズデザイン

取扱説明書



マグチタン ケイズデザインのベルト調節（外し方）



■「マグチタン」は医療機器です。

「マグチタン シリーズ」は医療機器として認証されています。

100mTのフェライト永久磁石をN極S極交互配列で埋め込み、装着部位の血行を改善し、コリを緩和します。


■純チタン 採用

純チタン採用で、とても軽い着け心地。(バックル除く)
純チタンは汗や水に強く、錆びにくいのでスポーツシーンでも安心してご使用いただけます。
「マグチタン」シリーズは世界で活躍するアスリート達に愛用されています。



※使用している純チタンは、通常のご使用において錆びる心配はありません。

マグチタン ケイズデザインのベルト調節（つなぎ方）


※注 基本サイズより長くしたい場合は、付属のベルトブロック及び接続ピンをご利用下さい。



■独自のN極S極交互配列



■製品仕様



○マグチタン ケイズデザイン タイプG・タイプT

Spec: フェライト永久磁石(異方性)
100mT(1000G)4個を交互配列

Material: 硬質樹脂、ステンレス、純チタン(TYPE-Gのみ24金仕上)

Size: フリーサイズ14~22cm 幅10mm

医療機器認証番号: 221AGBZX00163A01

〈製品についてのお問い合わせは下記まで〉

arc Quest

製造販売元 株式会社アーク・クエスト

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-10-26

TEL(06)6258-7350 FAX(06)6258-7360

☎ 0120-080-523 <http://www.colantotte.jp>

MA01_R04

■お手入れ方法・その他

- 汚れ等は柔らかい布で拭きとってください。
- 汚れや汗などが付着したまま保管しないでください。
- ぬれた状態で長時間放置しないでください。
- 薬剤や漂白剤は、使用しないでください。
- 汚れのひどい時は中性洗剤を使用し、水で十分に洗い流した後、柔らかい布で拭き取り、完全に乾いてからご使用ください。
- 腕に密着させて使用してください。
(本製品は、プレスレットなど手首に使用する機器及び足首に使用する機器ではありません。)